BLATO Zaporedna št. dokumenta: NAV BL3 EKN: 78420 Št. izdanih dokumentov:1	**ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ**	

NAVODILA ZA ODVZEM BRISA NA PODANČICE

PRIPRAVA DOKUMENTOV

		Podpis:
Pripravil:	Mateja Pušnik, dipl. inž. lab. biom.	_____
Pregledal:	Anja Bedenik, dipl. inž. lab. biom.	_____
Odobril:	mag. Tanja Lađić, spec. med. biokem.	_____

BLATO Zaporedna št. dokumenta: NAV BL3 EKN: 78420 Št. izdanih dokumentov:1	**ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ**	

NAVODILA ZA ODVZEM BRISA NA PODANČICE

1. ODVZEM BRISA

1. Zvečer zadnjico umijemo, osušimo in NE namažemo s kremo.


2. Bris odvzamemo zjutraj pred umivanjem, uriniranjem in iztrebljanjem.

3. Prozoren lepilni trak z lepljivo stranjo pritisnite na levo stran zadnjične odprtine, ter nalepite na objektno stekelce, nato postopek ponovite, da na desno stran zadnjične odprtine nalepimo nov lepilni trak in nalepimo na drugo objektno steklce.

4. Pazimo, da se na stekelcu ne naredijo zračni mehurčki.

5. Objektna stekelca v kuverti, ki je označena z imenom, priimkom in datumom rojstva prinesite v laboratorij.

NAVODILA ZA ODVZEM BRISA NA PODANČICE



2. LITERATURA

- Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata; Avberšek-Lužnik Ivica, leto izdaje 2017.